
### マイクロライン **▶ ▶** Micro Others

各種極細チューブや補助器具を網羅しています。




268

## **Micro Others**

## ラインナップ

\_ バブル・トラップ



水溶性液体から効果的に気泡を除去する気泡排出ツールです。



チューフ



PEEK をはじめとする各種極細チューブです。

269

## ▶▶▶ バブル・トラップ

バブル・トラップは、水溶性液体から効果的に気泡を除去するインライン型気泡排出ツールです。



- ■最大流量 6ml/min、バキューム下では 60ml/min
- ■小型・軽量のため設置が容易
- IN、OUT は 1/4-28UNF ポートを装備
- ■インライン上でのメンテナンスが迅速かつ容易



### バブル・トラップのしくみ

ポンプで加圧された気泡を含んだ水溶性流体は、インレット(入口)側の継手を通過して バブル・トラップ内に進入すると、すぐに微小な通気孔を持ったメンブレンに接触します。 このメンブレンは疎水性であり、気体だけを通過させる性質を持ちます。 外部のポンプによって加圧され、バルブ・トラップ内に入った流体は気泡をメンブレンに 押し付けます。気泡は逃げ場を求めてメンブレンを通過し、バブルト・ラップの反対側に 空けられたリリーフ孔よりバブルト・ラップ外側へ放出されます。 流体はバブル・トラップ内部に切られたスリット状の流路に沿って、アウト(出口)側へ流れますが、流路に留まっている間は常にメンブレンと接触しており、加圧下においては連続的に バブル・トラップの外側へ気泡を押し出すことになります。 結果として、アウト側からは大部分の気泡が除去された流体を得る事が出来ます。 ハイフロー・タイプは、インレット(入口)とアウト(出口)ポート以外に反対側に バキューム・ポートを有しており、ここにバキューム回路を接続する事で、この泡取り プロセスに補助力として陰圧を加え、メンブレンを通過する気体量(=取れる泡の量)の 増加と、バブルト・ラップ内の流量を増やそうとするものです。

### 使用上の注意事項

- \*メンブレン保護のため、純水もしくは水溶性溶液のみ使用して下さい。
- \*流量は流体に含まれる気泡量により変動します。
- \*バキューム・ポート以外は正圧で使用し、陰圧をかけないで下さい。
- \*システム中の背圧が不十分でバブル・トラップが上手く機能しない場合は、 バブル・トラップの出口側に長さ 1 M、内径 0.5mm のチューブを取り付け、背圧を上げてください。

#### バブル・トラップ



品番		材質
006BT	スタンダード・タイプ (メンブレンスペア 2 枚付)	PEEK
006BT-HF	高流量タイプ(メンブレンスペア 2 枚付)	PVC



	006BT	006BT-HFM				
適応流体		純水、または水溶性流体				
最大使用圧力		207kPa				
使用流体温度		常温				
流量	0.5-2.0ml/min ( 流体中に気泡が少ない場合は 最大 6ml/min まで可能 )	60ml/min (バキューム回路接続時)				
ポートネジ規格	1/4-28UNF x 2 ポート (IN,OUT)	1/4-28UNF x 3 ポート (IN,OUT, バキューム)				
ポートオリフィス	Ø 0.4mm	IN/OUT:∅ 3.0mm, バキューム:∅ 2.0mm				
内部容積	約 115µl	約 320µl				
マウント固定ネジ		M3 x 6mm (2孔)				
六角穴付ボルト		#4六角レンチ対応				
概略寸法	Ø 31.8 x 22.0mm	Ø 30.0m x 28.0mm				




注意: この製品の性能は、圧力、温度、薬品、使用環境などによって影響を受けることがあります。 お客様のご使用環境でこの製品が適しているか否かは、お客様ご自身でお確かめください。

270

# ▶▶▶ 各種チューブ





DEEL	1 —	
PEF	くチュ	_ /

PEEK	製品番号	外径	寸法公差	内径	寸法公差	肉厚	販売単位 (巻)
	SNPK-058	2.0	± 0.075	1.0	± 0.075	0.5	10m
	SNPK-060	2.0	± 0.075	1.5	± 0.075	0.25	10m
	SNPK-065	3.0	± 0.1	2.5	± 0.1	0.25	10m
	SNPK-021	1/16" (1.59)	± 0.03	0.13	± 0.03	0.73	10m
	SNPK-022	1/16" (1.59)	± 0.03	0.17	± 0.03	0.71	10m
	SNPK-023	1/16" (1.59)	$\pm 0.03$	0.25	$\pm 0.03$	0.67	10m
	SNPK-024	1/16" (1.59)	$\pm 0.03$	0.5	$\pm 0.03$	0.545	10m
	SNPK-025	1/16" (1.59)	$\pm 0.03$	0.75	$\pm 0.03$	0.42	10m
	SNPK-026	1/16" (1.59)	± 0.03	1.0	± 0.03	0.295	10m
	SNPK-027	1/16" (1.59)	± 0.03	1/32"(0.79)	± 0.03	0.4	10m
	SNPK-030	1/8" (3.18)	± 0.1	1/16" (1.59)	± 0.1	0.8	10m
	SNPK-031	1/8" (3.18)	± 0.1	3/32" (2.38)	± 0.1	0.4	10m

### PTFE チューブ

PTFE	製品番号	外径	内径	肉厚	販売単位 (巻)
	008T16-030-20	1/16" (1.6)	0.03	0.79	20m
	008T16-030-200	1/16" (1.6)	0.03	0.79	200m
	008T16-050-20	1/16" (1.6)	0.5	0.55	20m
	008T16-050-200	1/16" (1.6)	0.5	0.55	200m
	008T16-080-20	1/16" (1.6)	0.8	0.40	20m
	008T16-080-200	1/16" (1.6)	0.8	0.40	200m
	008T16-100-20	1/16" (1.6)	1.0	0.30	20m
	008T16-100-200	1/16" (1.6)	1.0	0.30	200m
	008T32-150-10	1/8" (3.2)	1.5	0.85	10m
	008T32-150-100	1/8" (3.2)	1.5	0.85	100m

### PFA チューブ

PFA	製品番号	外径	寸法公差	内径	寸法公差	肉厚	販売単位 (巻)
	SNPF-011	2.0	± 0.075	1.0	± 0.075	0.5	10m
	SNPF-012	2.0	$\pm 0.075$	1.5	$\pm 0.075$	0.25	10m
	SNPF-013	3.0	± 0.1	1.0	± 0.1	1.0	10m
	SNPF-014	3.0	$\pm 0.03$	2.0	± 0.1	0.5	10m
	SNPF-015	3.0	$\pm 0.03$	2.5	± 0.1	0.25	10m
	SNPF-001	1/16" (1.59)	$\pm 0.03$	0.5	$\pm 0.03$	0.545	10m
	SNPF-002	1/16" (1.59)	± 0.03	0.75	$\pm 0.03$	0.42	10m
	SNPF-003	1/16" (1.59)	± 0.03	1/32"(0.79)	$\pm 0.03$	0.4	10m
	SNPF-004	1/16" (1.59)	$\pm 0.03$	1.0	$\pm 0.03$	0.295	10m
	SNPF-005	1/8" (3.18)	± 0.1	1/16" (1.59)	± 0.1	0.8	10m
	SNPF-006	1/8" (3.18)	± 0.1	3/32" (2.38)	± 0.1	0.4	10m

### ETFE チューブ

ETFE	製品番号	外径	寸法公差	内径	寸法公差	肉厚	販売単位 (巻)
	SNET-011	2.0	± 0.075	1.0	± 0.075	0.5	10m
	SNET-012	2.0	± 0.075	1.5	± 0.075	0.25	10m
	SNET-013	3.0	± 0.1	1.0	± 0.1	0.25	10m
	SNET-014	3.0	± 0.03	2.0	± 0.1	0.5	10m
	SNET-015	3.0	± 0.03	2.5	± 0.1	0.25	10m
	SNET-001	1/16" (1.59)	± 0.03	0.5	$\pm 0.03$	0.545	10m
	SNET-002	1/16" (1.59)	$\pm 0.03$	0.75	± 0.03	0.42	10m
	SNET-003	1/16" (1.59)	± 0.03	1/32"(0.79)	± 0.03	0.4	10m
	SNET-004	1/16" (1.59)	± 0.03	1.0	± 0.03	0.295	10m
	SNET-005	1/8" (3.18)	± 0.1	1/16" (1.59)	± 0.1	0.8	10m
	SNET-006	1/8" (3.18)	± 0.1	3/32" (2.38)	± 0.1	0.4	10m

### FEP チューブ

FEP	製品番号	外径	寸法公差	内径	寸法公差	肉厚	販売単位 (巻)
	SNFE-011	2.0	± 0.075	1.0	$\pm 0.075$	0.5	10m
	SNFE-012	2.0	± 0.075	1.5	$\pm 0.075$	0.25	10m
	SNFE-013	3.0	± 0.1	1.0	± 0.1	0.25	10m
	SNFE-014	3.0	$\pm 0.03$	2.0	± 0.1	0.5	10m
	SNFE-015	3.0	± 0.03	2.5	± 0.1	0.25	10m
	SNFE-001	1/16" (1.59)	± 0.03	0.5	± 0.03	0.545	10m
	SNFE-002	1/16" (1.59)	± 0.03	0.75	± 0.03	0.42	10m
	SNFE-003	1/16" (1.59)	± 0.03	1/32"(0.79)	± 0.03	0.4	10m
	SNFE-004	1/16" (1.59)	± 0.03	1.0	± 0.03	0.295	10m
	SNFE-005	1/8" (3.18)	± 0.1	1/16" (1.59)	± 0.1	0.8	10m
	SNFE-006	1/8" (3.18)	± 0.1	3/32" (2.38)	± 0.1	0.4	10m

### THV チューブ

THV	製品番号	外径	寸法公差	内径	寸法公差	肉厚	販売単位(巻)
	SNTH-011	2.0	± 0.05	1.0	± 0.05	0.5	10m
	SNTH-012	3.0	$\pm 0.075$	1.0	± 0.075	1.0	10m
	SNTH-013	4.0	± 0.1	2.0	± 0.1	1.0	10m
	SNTH-001	1/8" (3.18)	± 0.1	1/16" (1.59)	± 0.1	0.8	10m
	SNTH-002	1/8" (3.18)	± 0.1	3/32" (2.38)	± 0.1	0.4	10m
	SNTH-003	5/32 (3.97)	± 0.1	3/32" (2.38)	± 0.1	0.8	10m

注意: この製品の性能は、圧力、温度、薬品、使用環境などによって影響を受けることがあります。 お客様のご使用環境でこの製品が適しているか否かは、お客様ご自身でお確かめください。

272